

腕装着で感覚、感触をリアルに体験

<http://www.sensitiv.jp>

sensitiv[®] III

採血 静注 練習 キット

特許登録済・商標登録済

新人看護職員研修ガイドライン
看護技術の到達目標項目

- ・腕に付けて声掛けを練習
- ・実際の肌・血管に近い感触で学ぶ
- ・駆血帯の締め具合で怒張状態の感覚を学ぶ
- ・注射針の見える化で内出血を確認
- ・逆血で苦手な留置針の練習



1人トレーニングも

※模擬血液パックは本体に付属していません


※ 本品の静注とは点滴静注の手技を示しています

※ 手袋、注射器、注射針、駆血帯、模擬血液パック、模擬皮膚カパー、模擬皮下脂肪カパー(3t、5t)は本体に含まれません

模擬血管は一度に
3カ所セット




内出血の確認




模擬血液が漏れます

注射痕が分かり難い


模擬皮膚を指で広げれば
針跡が確認できます



模擬皮下脂肪カパーは
簡単に交換




逆血の確認



模擬血管内に針先が入ると
逆血します

模擬血液が漏れる



逆流防止弁が付いていない場合は
同じ状態になります

□ 特徴

- 駆血帯は布・ゴム製に対応しています
- 模擬血液バックは1回毎の使い捨て準備、後始末の煩わしさがありません
- 模擬皮下組織、模擬皮膚カバー、模擬皮下脂肪カバー(3t、5t)は簡単に交換出来ます

□ 仕様

【本体】

型 式	KCC-B18-00:腕装着可能タイプ、JANコード:4573161310111
外形寸法	W253mmxD119mmxH55mm
重 量	約 252g

□ 交換部品・消耗品

- 部品の交換は交換部品を別途、お買い求めください
- 模擬血液バックなどの消耗品は適宜お買い求めください

	品 名/型 式/ JANコード		品 名/型 式/ JANコード
	sensitiv III [®] 用模擬皮膚カバー		sensitiv III [®] 用模擬皮下組織シート
	KCC-B18-030		KCC-B18-070
	JANコード:4573161310128		JANコード:4573161310159
	sensitiv III [®] 用模擬皮膚カバー (皮下脂肪 3mm タイプ)		模擬皮膚カバーロック具
	KCC-B18-040		KCC-B18-110
	JANコード:4573161310135		JANコード:4573161310166
	sensitiv III [®] 用模擬皮膚カバー (皮下脂肪 5mm タイプ)		腕固定ベルト
	KCC-B18-050		KCC-B18-120
	JANコード:4573161310142		JANコード:4573161310173
	模擬血液バック		
	KCC-A-15-01-05		
	JANコード:4573161310043		

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください

開発元



＜製品に関するお問い合わせ＞

日立営業所 : (0294)53-3244
 東京支社 : (03)5802-7507
 名古屋営業所 : (052)778-6010
 神戸営業所 : (078)992-1113
 九州営業所 : (092)622-8605
 本社 : (078)992-1111